



ACTIVE LoopRing®

Anpassbarer Stauring – wiederverwendbar

Der **ACTIVE LoopRing®** (ALR) ist ein medizinisches Hilfsmittel und wird von Männern mit erektiler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare **ACTIVE LoopRing®** ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht lange genug fest ist.

Anwendung:

Der **ACTIVE LoopRing®** ist eine feststellbare und individuell anpassbare Schlaufe aus TPE (Thermoplast), die um den Penisschaft und vor die Hoden gelegt und fest zugezogen wird. Der Anpressdruck reduziert den Blutrückfluss aus dem Penis. Der **ACTIVE LoopRing®** ist wiederverwendbar.

Der ALR kann auch in Verbindung mit dem **ACTIVE Erection System^{NTM}** oder **MANUAL Erection System®** (Vakuumtherapie) angewendet werden, falls der Anwender, z. B. bei Kinderwunsch, nach dem Höhepunkt das Ejakulat in die Scheide fließen lassen möchte.

Material:

Schlauch: TPE (Thermoplastische Elastomere)
Ring/Ball: ABS Kunststoff

Inhalt:

1 **ACTIVE LoopRing®**
Gebrauchsanweisung
Farbe: transparent
Faltschachtel: 65 x 93 x 19 mm

Art. Nr.: IA ALR
EAN 40 13273 001922
PZN 7024239

In Apotheken, im Fachhandel oder direkt über KESSEL MEDintim erhältlich.



Medizinprodukt

Made in Germany



KESSEL medintim GmbH
Nordendstr. 82 – 84
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany

Tel. (06105) 20 37 20
Fax (06105) 20 37 221
E-Mail: service@medintim.de



www.medintim.de